

- Fólia billentyűzet LCD kijelzővel a monitor állványon

Technikai leírás

Kézi vezérlő

- Lökéshullámot lekapcsoló gomb
- Led kijelző és fólia billentyűzet a következő paraméterek állítására, kijelzésére:
 - Lökéshullámok száma
 - Trigger frekvencia EKG, 60-120 (180) lökéshullám / perc
 - Lökéshullám intenzitás a, b, c, 1,2,3,4,5,6 szintek
 - Csatolási nyomás 0,1,2,3,4,5 szintek
- Nyomógombok a motorizált mozgathoz
 - Függőleges
 - Keresztirányú
 - Hosszirányú mozgathoz a terápiai fejnek és a C-karnak
 - Zéró pozíció elérése
 - C-kar elfordítása
 - Terápiai egység forgatás, billentés

Lábkapcsoló

- Két pedálos lábkapcsoló az átvilágítás kikapcsolására és pillanatfelvételek elkészítésére.

Monitor állvány

- LCD kijelző és fólia billentyűzet a szabványos Röntgen szimbólumokkal
 - Kollimátor
 - Átvilágító mód
 - Zoom
 - Kép invertálás vízszintes és horizontális irányokban
 - Zajcsökkentés
 - Képmemória (Opcionális)
 - Film mód
 - Állapotjelzők
 - Dózis terület mérések (Opcionális)
 - Átvilágítási idő
- Hang riasztás
- Üzenetek kijelzése

Kezelő asztal Relax VI

- Mobil vizsgálóágy szabványos oldal sínekkel, Röntgenáteresztő asztalvég szekciók
- Kivágás a terápiai fej számára
- Könnyen mozgatható és egy mozdulattal lábbal rögzíthető, oldható vizsgálóágy
- Behajtható ágyvég szekciók

- Asztal magasság

835 mm