

Vizsgálatkérőlap az alapellátás orvosai számára

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (520221),
Laboratóriumi Medicina Intézet (Laboratóriumi diagnosztika I.: 001087500)

☒ 6725 Szeged, Semmelweis u. 6., Pf. 427 ☎ +36 62 545-395 <https://u-szeged.hu/szakk/clab>

BETEG ADATAI

Beteg neve:	TAJ szám: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
Leánykori neve:	Születési idő: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
Anyja neve:	Születési hely:																
Lakcím: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Ellátás száma: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
Terápia:	Diagnózis:	BNO kód: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
Beküldő egység neve:	Beküldő kód: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
Vizsgálatkérő orvos neve:	Pecsétszám: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
Vizsgálatkérő orvos címe:	Telefon:																
Egyéb megjegyzés:																	

VIZSGÁLATI MINTA

Mintavétel időpontja:

--	--	--	--	--	--

 év

--	--	--	--

 hó

--	--	--	--

 nap

--	--	--	--

 óra

--	--	--	--

 perc

Típus Vér >> ☐ Random ☐ Éhgyomri ☐

Vizelet > ☐ Random ☐ Gyűjtött vizelet – térfogat:.....ml,

Egyéb >> ☐ gyűjtés időtartama:.....perc

(kérjük specifikálni!)

MINTAVEVŐ

Neve:..... Telefonszáma:.....

Mintavételi útmutató:

A mintatároló edényen a beteg nevét, TAJ számát és/vagy születési idejét kérjük feltüntetni.

A vérvételi csövek javasolt feltöltési sorrendje:

- hemokultúra (mikrobiológiai vizsgálatok)
- piros vagy sárga kupakos (natív géles) cső szérum nyerésére. A vizsgálatkérőlapon a kijelölő mező index nélküli (□).
- (⁶□). világoskék kupakos cső (Na-citrát) alvadási vizsgálatokhoz: jelig kell tölteni a mintával a csövet. Az alvadási vizsgálatra használt világoskék-kupakos csövet soha ne vegyük le elsőként. Ha csak ilyen vizsgálatra van szükség, akkor egy adalék nélküli csőbe kell először mintát venni és utána a világoskék-kupakosba. Alvadási vizsgálatokhoz CTAD-s cső is használható.
- (¹□) lilakupakos cső (K-EDTA) hematológiai és egyéb (pl.: vörösvértest süllyedés, hemoglobin A1c, homocisztein) vizsgálatokhoz: jelig kell tölteni a mintával a csövet.
- (^{SZ}□) szürkekupakos cső (Na-fluorid) vércukor és laktát vizsgálatához: jelig kell tölteni a mintával a csövet.

Vizeletmintákat adalék anyagot nem tartalmazó, zárt konténerekben kérjük!

Az (□) index-szel jelzett vizsgálatokat csak reggeli első vagy random vizeletből végezzük el.

Széklet mintákat becsomagolva, zárt konténerben kérjük!

Egyik csőből a másikba tilos mintát áttölteni! Fecskendőbe vett vért vákuumcsőbe áttölteni nem ajánlott! Gyermekek esetén kis vákuumtartalmú, legfeljebb 3 ml-es csöveket ajánlott alkalmazni.

A mintavételt követően valamennyi csövet ajánlott óvatosan összeforgatni a hozzáadott adalékanyaggal. (5-10-szer, a minta felhabzását elkerülve; rázni nem szabad)

A vérvétel helyének fertőtlenítés után száraznak kell lennie; kerülni kell a hematómából való vérvételt, a pangást és a traumás vérvételt a hemolízis elkerülése céljából.

Mintaszállítás és továbbítás:

A mintákat a későbbi analitikai hibák elkerülése érdekében a lehető leghamarabb át kell küldeni a vizsgálatot végző laboratóriumba, ahol a megfelelő előkészítés után a mérést elvégzik. Hematológiai és hemosztázis vizsgálatkéréseket csak a vérvételt követő 4 órán belül fogad el az Intézet.

A vizsgálati anyagokat a mintavétel helyéről zárt, primer csőben, állandó szobahőmérsékleten, hűtőtáskában, rázkódásmentesen kell a laboratóriumba szállítani.

A Laboratóriumi Medicina Intézet (LMI) mintavételi és mintaszállítási útmutatójában leírtakat tudomásul veszem. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felügyeletem alatt álló mintavételek a fenti útmutató alapján történnek. A Laboratóriumi Medicina Intézet a vizsgálatkéréseket a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai elvárások alapján kezeli.

PH

Orvos aláírása

Hematológia

- LK-50 ☐ Vérkép ^[1]
LK-51 ☐ Vérkép retikulocitával^[1]
LK-53 ☐ Vörösvértest süllyedés

Vasanyagcsere

- LK-45 ☐ Vaskötő kapacitás (2 hét)^[szp]
(Transzferrin, Trf-szaturáció, Vas)
LK-40 ☐ Vas
LK-44 ☐ Ferritin (2 hét)
LK-43 ☐ Szolubilis transzferrin receptor (2 hét)

Hemosztázis

Terápia: ☐ Syncumar ☐ LMWH ☐ DOAC:
☐ Fibrinolitikum ☐ Egyéb:

- LK-55 ☐ Prothrombin idő
LK-57 ☐ APTT ^[1]
LK-56 ☐ Trombin idő ^[1]
LK-58 ☐ Fibrinogén

Szénhidrát anyagcsere

- LK-14 ☐ Glükóz (éhgymri)
LK-105 ☐ Glükóz
LK-16 ☐ Hemoglobin A1c (4 alkalom/év) ^[1]
LK-108 ☐ Glükóz terhelés, 0 perc
LK-109 ☐ Glükóz terhelés, 30 perc
LK-110 ☐ Glükóz terhelés, 60 perc
LK-111 ☐ Glükóz terhelés, 90 perc
LK-112 ☐ Glükóz terhelés, 120 perc
LK-17 ☐ Fruktózamin (3 hét)

Lipid anyagcsere

- LK-22 ☐ Össz-koleszterin (2 hét)
LK-23 ☐ Triglicerid (2 hét)
LK-24 ☐ HDL-koleszterin (2 hét)
LK-25 ☐ LDL-koleszterin (2 hét) ^[szp]

Szív

- LK-3 ☐ LDH
LK-9 ☐ CK-MB %
(CK, CK-MB/CK)
LK-7 ☐ Kreatin-kináz
LK-11 ☐ hs Troponin -T

Fehérjék

- LK-28 ☐ Összfehérje
LK-29 ☐ Albumin
LK-30 ☐ C-Reaktív Protein
LK-33 ☐ Reumafaktor
LK-32 ☐ Anti-streptolizin O (ASO)
LK-84 ☐ IgG (1 hónap)
LK-83 ☐ IgA (1 hónap)
LK-85 ☐ IgM (1 hónap)

- LK-77 ☐ 25-OH D-vitamin (12 hónap)
LK-73 ☐ PSA (45-75 éves férfiak esetén, 12 hónap)^[2]

Egyéb vizsgálatok:

Májfunkció

- LK-26 ☐ Összbilirubin
LK-27 ☐ Direkt bilirubin (magas
össz bilirubin esetén direkt bilirubin)
LK-1 ☐ GOT
LK-2 ☐ GPT
LK-5 ☐ Alkalikus foszfatáz
LK-4 ☐ Gamma-GT
LK-6 ☐ Pszeudo-Kolinészteráz

Hasnyálmirigy funkció

- LK-12 ☐ Amiláz
LK-13 ☐ Lipáz
LK-65 ☐ Vizelet amiláz

Vesefunkció

- LK-21 ☐ Húgysav
LK-18 ☐ Karbamid
LK-19 ☐ Kreatinin
LK-20 ☐ EGFR-EPI (kratinin kérés esetén automatikusan
szhámt paraméter)

Ionok

- LK-34 ☐ Nátrium,
LK-35 ☐ Kálium,
LK-36 ☐ Klorid
LK-38 ☐ Korrigált Kalcium (Albumin) ^[szp]
LK-39 ☐ Magnézium
LK-37 ☐ Anorganikus foszfát

Hormonok

- LK-61 ☐ TSH (1 hónap)
LK-63 ☐ szabad T3 (1 hónap)
LK-62 ☐ szabad T4 (1 hónap)
(Kóros TSH esetén: fT3, fT4)

Vizeletvizsgálatok

- LK-66 ☐ Vizelet általános
(Nitrit, pH, Fehérje, Glükóz, Keton,
UBG, Bilirubin, FVS, VVT) –
minimum 5 ml vizelet szükséges
LK-68 ☐ Vizelet általános, üledékkel
(Nitrit, pH, Fehérje, Glükóz, Keton,
UBG, Bilirubin, FVS, VVT) –
minimum 5 ml vizelet szükséges
LK-224 ☐ Vizelet glükóz
LK-156 ☐ Vizelet kreatinin (egyszeri)
LK-169 ☐ Vizelet összfehérje (egyszeri)
LK-181 ☐ Vizelet összfehérje (gyűjtött)
Gyűjtött mennyiség: mL
Gyűjtési idő: perc
LK-170 ☐ Mikroalbuminuria
(LK-156 vKreat, LK-169 vALB, LK-171 ACR)

Humán specifikus széklet

- LK-71 ☐ Székletvér vizsgálat
Székletvér vizsgálat 2. frakció
Székletvér vizsgálat 3 frakció

Útmutató a laboratóriumi vizsgálatkérőlap kitöltéséhez:

A zárójelben feltüntetett vizsgálatok az adott paraméter meghatározásához elengedhetetlenül szükségesek.

^[szp] Számított paraméter, melyhez a zárójelben szereplő vizsgálatok elvégzése szükséges.

^[1] Laboratóriumi szakmai protokollok alapján a paraméterhez kóros eredmény vagy egyéb eltérés esetén ellenőrző vizsgálatokat rendelünk hozzá.

A zárójelben feltüntetett idő az érvényben lévő Járóbeteg szabálykönyv szerinti ismételhetőségi korlátra utal, melyen belül a vizsgálatot az Intézet nem végzi el.

^[2] 45-49 éves kor között, ha a PSA eredmény > 3 ng/mL vagy 50-75 éves kor között, ha a PSA eredmény > 4 ng/mL; egyszeri kontroll engedélyezett. 1 hónapon belül a vizsgálat nem ismételhető!

SZTE ÁOK KK A vizsgálatkérőlap letölthető a <https://u-szeged.hu/szakk/clab/kerolapok> honlapról.

LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET

Érvényes: 2026.január 30-tól