

Vizsgálat neve	Mintavétel	Mintavétel indikációja	Mintavételi eszköz, transzport eszköz és tértfogat	Tárolás, szállítás	Negatív eredmény			Pozitív eredmény			Megjegyzés	
					Baktérium	Gomba	Vírus	Baktérium	Gomba	Vírus		
	<p><b>Kórbontani anyagok vétele aerob és anaerob baktérium, gomba tenyésztés céljából:</b> a mintavétel általában az élővel azonos módon, steril eszközzel történik. Először a kulcsszervekből, majd a leginkább sterilnek vélt helyekről, legutoljára a hasüregből és béltraktusból történjen mintavétel. Folyékony minták esetében (liquor, mellkasi, hasi gyülemek) pipettával, fecskendővel steril csőbe gyűjtjük a mintát. A tamponnal vett mintát transzport közegben kell a laboratóriumba szállítani. A halál után mielőbb le kell venni a mintákat, mivel a halál után 4-6 óra múlva megindul a normál flóra inváziója. Nagy kiterjedésű elváltozásból több helyről kell mintát nyerni. Nagyobb szövetdarabokat széles szájú steril tartályba gyűjtjük, formalint ne rétegezzünk a levett mintákra.</p>	Exitus infektív okának tisztázása	Minta típusától függően: Pipetta Fecskendő Steril cső Transzport közeg Steril tartály	Transzport a laboratóriumba a mintavétel után a lehető legrövidebb időn belül	2 nap	7 nap		2-10 nap	2-10 nap			
	<p><b>Kórbontani anyagokból vírus nukleinsav (HSV-1/2; CMV; EBV; enterovírus, parvovírus B19) kimutatása PCR módszerrel:</b> víruskimutatásra a tamponnal vett mintát speciális vírustranszport közegben kell a laboratóriumba juttatni; tübiopsziás anyagok, ha nem kell tárolni, védőkupakkal lezárt tüben is küldhetők, A fertőzött helyet reprezentáló (necrotikus, gangrénás szövet, abscessus fal stb), mintát közvetlenül steril Petri csészébe, vagy steril köpetgyűjtő tartályba helyezni.</p>	Felmerülő infektív gyanú igazolása	Steril tartály vagy fecskendő Speciális vírustranszport közeg Petri csésze	Transzport a laboratóriumba a mintavétel után a lehető legrövidebb időn belül			3-4 nap			3-4 nap	Vizsgálatok beállítása: hétfő, csütörtök. A vizsgálatokat a beérkezett vizsgálati anyagok számától függően a laboratórium által meghatározott munkarend szerint állítjuk be.	