



<b>Vizsgálatok</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Gyümölcs nutritív panel</b> (Min. mintaigény: <b>0,6 ml</b> tiszta szérum)	Eper (f44), Alma (f49), Kiwi (f84), Banán (f92), Őszibarack (f95), Cseresznye (f97), Oliva (f122), Sárgabarack (237), Görögdinnye (f329), Citrusmix (f30, f32, f33, f34), (grapefruit, citrom, narancs, mandarin),
<input type="checkbox"/> <b>Liszt és hús nutritív panel</b> (Min. mintaigény: <b>0,6 ml</b> tiszta szérum)	Búzaliszt (f4), Rozsliszt (f5), Zabliszt (f7), Rizs (f9), Sertés (f26), Marha (f27), Csirke (f83), Glutén (f79), Tőkehal (f3), Garnélarák (f24)
<input type="checkbox"/> <b>Zöldség nutritív panel</b> (Min. mintaigény: <b>0,6 ml</b> tiszta szérum)	Szezám (f10), Szója (f14), Petrezselyem (f86), Paradicsom (f25), Sárgarépa (f31), Burgonya (f35), Zeller (f85), Paprika (f46), Uborka (f244), Kukorica (f292),
<input type="checkbox"/> <b>Inhalatív 1 panel</b> (Min. mintaigény: <b>0,6 ml</b> tiszta szérum)	Borjúpázsit (g1), Csomós ebír (g3), Mezei komócsin (g6), Termesztett rozs (g12), Éger (t2), Nyírfa (t3), Mogyoró (t4), Tölgy (t7), Parlagfű (w1), Fekete üröm (w6), Útifű (w9), Házi poratka (d1), Házi poratka (d2), Macska (e1), Kutya (e2), Ló (e3), Penészgomba (m1) (Penicillium notatum), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6)
<input type="checkbox"/> <b>Inhalatív 2 panel</b> (Min. mintaigény: <b>0,6 ml</b> tiszta szérum)	Mezei komócsin (g6), Termesztett rozs (g12), Éger (t2), Nyír (t3), Mogyoró (t4), Fekete üröm (w6), Útifű (w9), Házi poratka (d1), Házi poratka (d2), Macska (e1), Kutya (e2), Ló (e3), Tengerimalac (e6), Nyúl (e82), Hörcsög (e84), Tollkeverék (es4) (törpepapagáj, csirke, kanári, liba), Penészgomba (m1) (Penicillium notatum), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6)
<input type="checkbox"/> <b>Inhalatív 3 panel</b> (Min. mintaigény: <b>0,6 ml</b> tiszta szérum)	Nyír (t3), Mogyoró (t4), Tölgy (t7), Olajfa (t9), Platánfa (t11), Fehér kőris (t15), Ciprusfa (t23), Csillagpázsit (g2), Csomós ebír (g3), Mezei komócsin (g6), Réti perje (g8), Termesztett rozs (g12), Termesztett búza (g101), Latex (u85), Közöséges parlagfű (w1), Feketeüröm (w6), Útifű (w9), Falgyom (w21), Macska (e1), Kutya (e5), Ló (e3), Nyúl (e82), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria alternata (m6), Csótány (i6), Házi poratka (d1), Házi poratka (d2), Lisztatka (d70), Poratka (d201)
<input type="checkbox"/> <b>Fafajták, inhalatív panel</b> (Min. mintaigény: <b>0,6 ml</b> tiszta szérum)	Kőrlevelű juhar (t1), Éger (t2), Nyír (t3), Mogyoró (t4), Bükkfa (t5), Tölgyfa (t7), Kőris (t15), Fűzfa (t12), Nyárfa (t14), Fenyő (t16)
<input type="checkbox"/> <b>Fű és gyom, inhalatív panel</b> (Min. mintaigény: <b>0,6 ml</b> tiszta szérum)	Borjúpázsit (g1), Csomós ebír (g3), Mezei komócsin (g6), Termesztett rozs (g12), Parlagfű (w1), Fekete üröm (w6), Útifű (w9), Libatop (w10), Csalán (w103), Repce (w203)
<input type="checkbox"/> <b>Rovar méreg</b> (Min. mintaigény: <b>0,6 ml</b> tiszta szérum)	Mézelő méh (i1), Közöséges darázs (i3)

### **Útmutató a laboratóriumi vizsgálatkérő lap kitöltéséhez:**

A zárójelben feltüntetett mintamennyiség az adott vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A kérlapon szereplő valamennyi vizsgálatot az érvényben lévő Járóbeteg szabálykönyv szerinti csak járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

**A kezelőorvos elérhetőségét kötelező feltüntetni!**

### **Mintavételi útmutató:**

A vérvételi csövön a beteg nevét, TAJ számát és/vagy születési idejét kérjük feltüntetni.

A kérlapon szereplő vizsgálatokat natív géles vérvételi csőből nyert szérum mintából határozzuk meg.

Egyik csőből a másikba tilos mintát áttölteni! Feckendőbe vett vért vákuumcsőbe áttölteni tilos!

A vérvétel helyének fertőtlenítés után száraznak kell lennie; kerülni kell a hematomból való vérvételt, a pangatást és a traumás vérvételt a hemolízis elkerülése céljából.

### **Mintaszállítás és továbbítás:**

A mintákat a későbbi analitikai hibák elkerülése érdekében a lehető leghamarabb át kell küldeni a vizsgálatot végző laboratóriumba.

A vizsgálati anyagokat a mintavétel helyéről zárt, primer csőben, állandó szobahőmérsékleten, hűtőtáskában, rázkódásmentesen kell a laboratóriumba szállítani.