

Vizsgálatkérés, minták fogadása:

A betegmintákat **munkanapokon 13⁰⁰-ig** kérjük eljuttatni a laboratóriumba!

A szabadnap/munkaszüneti nap előtti munkanapon 13⁰⁰ után érkezett betegminták feldolgozását a laboratórium visszautasíthatja!

Az abszolút CD34 szám meghatározás vizsgálat munkanapokon kívüli elvégzéséhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

Egyéb kérés, probléma esetén telefonos egyeztetés szükséges.

A Klinikai Központ egységeihez nem tartozó vizsgálatkérők részéről előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

Tel.: 62/54-57-53, 30/349-2584 (71624 rövid szám).

Vizsgálati minta:

Perifériás vér, aferezis termékek: 1 db lila kupakos, K-EDTA-val alvadásgátolt vacutainer cső.

Csontvelő aspirátum: 1 db zöld kupakos, Na/Li-heparinnal alvadásgátolt vacutainer cső.

Egyéb mintatípus: telefonos egyeztetés alapján.

Mintavételi útmutató:

A mintavételi csövön a beteg nevét, TAJ számát és/vagy születési idejét kérjük feltüntetni.

A vérvételi csövek javasolt feltöltési sorrendje (több mintatípus levétele esetén):

1. hemokultúra (mikrobiológiai vizsgálatok)
2. sárgakupakos (natív géles) cső szérum nyérésére.
3. világoskék kupakos cső (Na-citrát) alvadási vizsgálatokhoz.
4. (□) lilakupakos cső (K-EDTA) hematológiai és egyéb vizsgálatokhoz: jelig kell tölteni a mintával a csövet.
5. szürkekupakos cső (Na-fluorid) vércukor és laktát vizsgálatokhoz.

Kanülből, branülből vett vérminta analízisre alkalmatlan!

Egyik csőből a másikba tilos mintát áttölteni! Fecskendőbe vett vért vákuumcsőbe áttölteni nem ajánlott!

Gyermekek esetén kis vákuumtartalmú, legfeljebb 3 ml-es csöveket ajánlott alkalmazni.

A mintavételt követően valamennyi csövet ajánlott óvatosan összeforgatni a hozzáadott adalékanyaggal (5-10-szer, a minta felhabzását elkerülve; rázni nem szabad!). **Alvadékos minta feldolgozásra alkalmatlan!**

A vérvétel helyének fertőtlenítés után száraznak kell lennie; kerülni kell a hematómából való vérvételt, a pangatást és a traumás vérvételt.

Mintaszállítás:

A mintákat a későbbi analitikai hibák elkerülése érdekében a lehető leghamarabb el kell juttatni a laboratóriumba: hematológiai vizsgálatkérések esetén a mintavételt követő 4 órán belül.

Az **abszolút CD34 szám** kérés esetén az ajánlott mintaküldési idő a mintavételt követően **2 órán belül**.

A mintákat a mintavétel helyéről zárt, primer csőben, 20-25 °C-os hőmérsékleten (hűteni tilos!) rázkódásmentesen kell a laboratóriumba szállítani.

A Laboratóriumi Medicina Intézet (LMI) mintavételi és mintaszállítási útmutatójában leírtakat tudomásul veszem. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felügyeletem alatt álló mintavételek a fenti útmutató alapján történnek. A Laboratóriumi Medicina Intézet a vizsgálatkéréseket a mindenkori hatályos jogszabályok és szakmai elvárások alapján kezeli.

PH

Orvos aláírása