

Szerológia III.gyakorlat


anti-A	anti-B	anti-A,B	A ₁	A ₂	B	0	a vvs- k antigén tulajdonsága	a savó reguláris agglutinin tartalma
 -	 -	 -	 +	 +	 +	 -	"0"	anti-A,B
 +	 -	 +	 -	 -	 +	 -	"A"	anti-B
 -	 +	 +	 +	 +	 -	 -	"B"	anti-A
 +	 +	 +	 -	 -	 -	 -	"AB"	- -

AB0 vércsoport-meghatározás eredménye

Ki kinek, ki kitől...

Vvt

Plazma



ABO, Rh kompatibilitás

A recipiens vércsoportja	A beadható vörösvérsejt-készítmény vércsoportja	A beadható FFP vércsoportja
0	0	0 vagy A vagy B vagy AB
A	A vagy 0 mosott*	A vagy AB
B	B vagy 0 mosott*	B vagy AB
AB	AB vagy A mosott* vagy B mosott* vagy 0 mosott*	AB
RhD-pozitív	RhD-pozitív vagy RhD-negatív	FFP transzfúziójakor nem kell figyelembe venni a recipiens, il- letve a készítmény RhD-tulajdonságát.
RhD-negatív	RhD-negatív	
RhD-antigén gyenge variánsa	RhD-pozitív vagy RhD-negatív konzílium alapján	
ismeretlen AB0, RhD vagy vészhelyzet	0, RhD-negatív vörösvérsejt- készítmény maximum két egy- ség	AB