

Koponya CT perfúzió		
vizsgálandó terület	ACM ellátási terület (orbito-meatalis vonaltól cranialisan)	
cső forgási idő	1 s	
pitch	-	
csőfeszültség	70-80 kV	
csőáram moduláció	Fix paraméterek, 200 mAs	
iteratív rekonstrukció	nem javasolt a használata	
mérési tartomány vastagsága	38 – 80 mm (minimum 64 szeletes készülék)	
szeletvastagság	5 mm	
javasolt rekonstrukciók	-	
Kontrasztanyag	40ml kontrasztanyag, 40ml salina, flow: 4-6ml/s	
Scan hossz	Min 10s baseline, postbaseline: 60-70s	
Megjegyzés:	Amennyiben a készüléken lehetséges a gantry döntése, célszerű a vizsgálati tartományt úgy megtervezni, hogy a vizsgált területbe az orbita ne essen bele (orbito-meatalis vonal)	
WHO kód:	--	
Indikációk (ACR):		Sorrend
Agyiér spasmus gyanúja. Kezdeti képalkotás.		1
Acut ischaemias stroke gyanúja. Neurológiai gócjelek. Felnőtt. Kezdeti képalkotás.		1
Friss agyi infarctus; 24 óránál rövidebb idő a tünetek kezdete óta. Felnőtt. Kezdeti képalkotás.		1