

Az SZTE, TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

2 db FastStart Essential DNA Green Master 5000 reactions (10 x 5 ml) kit

beszerzés műszaki minimumfeltételei:

Vial	label	use	content
1 green	FastStart Essential DNA Green Master, 2x conc.	Ready-to-use hot start PCR mix Contains FastStart Taq DNA polymerase, reaction buffer, dNTP mix (with dUTP instead of dTTP), SYBR Green I dye, and MgCl ₂	10 vials, 5 ml each (2x conc.)
2 colorless	FastStart Essential DNA Green Master, H ₂ O, PCR grade	To adjust the final reaction volume	2 vials, 25 ml each