

**Specifikáció**

Az alább felsorolt centrifugák helyszíni kalibrációja időkijelzéssel két fordulatszámon és két hőmérsékleten. A pontos fordulatszám- és hőmérséklet-értékek a táblázat *Kért mérési pontok* oszlopaiban szerepelnek. A kalibrálási bizonyítvány érvényességi idejéhez kérjük feltüntetni a következő (vagy ezzel egyenértékű) szöveget, dátum meghatározása nélkül: Az újrakalibrálás időpontja a felhasználó saját minőségbiztosítási rendszere alapján kerül meghatározásra.

Eszköz		Gyártó, típus	Gyári szám	Azonosító jel	Leggyakoribb mérési pontok (RPM)	Kért mérési pontok (RPM)	Leggyakoribb mérési pontok (°C)	Kért mérési pontok (°C)	Őrzési hely	
										Intézet, intézeti műszerfelelős
1	3. I. sz. Belgyógyászati Klinika	Györe Izabella 06- 70/616-0365	Hűthető centrifuga, Z 400K	50050013	57877	1.800, 2.200, 2.900, 3.500	1.800, 3.500	(4-8), (+20)	(+4), (+20)	SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika, Korányi fasor 8-10.
2	10. Neurológiai Klinika	Keszégné Vörös Gabriella / Szabó Csilla 62-546-182	Hűthető centrifuga, Biosan BS-010212-AAA	1021220 020019	66716	4.000, 5.000	2.000, 5.000	(4-8)	(+4), (+21)	SZTE Neurológiai Klinika, Liquordiagnosztikai laboratórium, Tisza Lajos krt. 113., 1. emelet
3	11. Onkoterápiás Klinika	62-544- 984	Hűthető centrifuga, Heraeus Megafuge 16R	42551615 75004270	66757	1.000, 2.000	2.000, 5.000	(4-8), (+21)	(+4), (+21)	SZTE Onkoterápiás Klinika, Korányi fasor 12., study szoba
4	19. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	Tóth Márta 62-545-524	Hűthető centrifuga, Heraeus Labofuge 400R	284746	-	1.500, 2.000	2.000, 5.000	(0), (+23)	(0), (+23)	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Semmelweis u. 1., study szoba